



Digital Febertermometer flexibel

Användarmanual

Läs noggrant innan användning

Översikt



Temperatur °C	Ok	Mild	Hög
Feber indikator	Grön	Gul	Röd

Försiktighetsåtgärder

- Använd en torr trasa för att rengöra termometern efter varje användning (rekommenderas).
- Om inte termometern används under längre tid, vänligen ta ur batteriet.
- Skydda termometern från direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet och damm.
- Utsätt inte termometer för extrem kyla (under -20 °C) eller extrem värme (över 60°C)

Byte av batteri

- När  symbolen visas, behöver batteriet bytas.
- Öppna luckan till batteriet, genom att med hjälp av skruvmejsel öppna baksidan av termometern.
- Lyft försiktigt ut det gamla batteriet och byt ut det mot ett nytt 3V, CR2032 litium. Negativa sidan nedåt (-) och den positiva sidan uppåt (+).
- Förslut sedan batteriluckan.



Mätninginstruktioner

- Tryck på On/Off knappen, displayen kommer då lysa upp
- Börja mätningen
- När displayen slutar blinka, kommer korrekt temperatur visas och febertermometern kommer lysas upp i färg beroende på vilken temperatur som visas.
- Termometern stängas av automatiskt ca 30 sekunder efter att den slutat blinka.
- Vid tryck på On/Off knappen igen kommer senaste temperaturmätningen att visas.
- Rengör febertermometern efter användning

Mätninginstruktioner

Denna Termometer har 12 månaders garanti från inköpsdatum. (OBS! Gäller endast om kvitto finns)
Garantin täcker ej fel pga. misskötsel eller oförsiktig användning av termometern. Garantin gäller fel som uppkommit vid tillverkning, ej om t.ex. termometern tappats i golvet eller dylikt. Kvittot som vidhålls vid inköpet av termometer skall betraktas som en värdehandling och fungerar på bevis på vart och när termometern inhandlats.
Kvittot är GARANTIBEVIS

	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

Distributör:
Willab AB
Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
info@willab.se

Tillverkare:
Wenzhou Yosun Medical Technology Co.,Ltd.
Adress: No.17, Shahong Road. Lingmen,
Beibaixiang Town. Yueqing, Wenzhou, 325603
Zhejiang, China