



BIOLURON

BIOLURON

LEDER & MUSKLER



Prestation



Leder



Ålder

Hyalurontillskott
för hästens leder

FLYTANDE HYALURONSyra

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kan ges för att bibehålla normal ledfunktion. Hyaluronsyra finns i ledvätskan som har en stötdämpande och smörjande funktion.

- Stötdämpande och smörjande funktion
- Högmolekylär hyaluronsyra
- HA molekylstorlek: 1 300 000 Da

Eclipse Biofarmab BioLuron är flytande hyaluronsyra med hög molekylvikt.

Hyaluronsyra (HA) förekommer naturligt i höga koncentrationer i bl.a. ledbrosk och ledvätska hos djur och människor, där den har en viktig smörjande och stötdämpande effekt. Vid ökad belastning, hos äldre hästar eller vid skador kan mängden HA minska och ledvätskan tunnas då ut. Då viskositeten minskar förlorar ledvätskan sin skyddande och stötdämpande funktion. Viskositeten ökar igen vid vila, men om återhämtningstiden blir för kort belastas leden vid nästa träningstillfälle och träningen kan då orsaka skada.

HA tillsätts för att skynda på återställandet av den tjockflytande, skyddande konsistensen på ledvätskan, så leden skyddas. I tarmen finns specifika receptorer som transporterar hyaluronsyra till blodet och för den vidare till lederna. Storleken på hyaluronsyra-molekylen styr effekten i leden, ju större molekyl desto bättre.

Hyaluronsyra-molekylen i Eclipse Biofarmab BioLuron håller mycket hög kvalitet och har en storlek på 1 300 000 Da vilket är en stor molekyl. Daglig tillförsel av hyaluronsyra (med hög molekylvikt) i fodret till tävlingshästar har visat sig ha positiva effekter för att bibehålla en normal ledfunktion.

DOSERING

De första 10 dagarna:

Ponny: 20 ml

Häst: 40 ml

Stor häst (över 600 kg): 60 ml

Fördelas på två givor/dag.

Därefter underhållsgiva:

Ponny: 10 ml

Häst: 20 ml

Stor häst (över 600kg): 40 ml

Blandas väl i kraftfodret.

STORLEK

0888 1 l = 50 dagsgivor vid 20 ml/dag

SAMMANSÄTTNING

Vatten, hyaluronsyra (5 mg/ml).

TILLSATSER

	1000ml	20ml
Emulgeringsmedel:		
E422 Glycerol	200 g	4 g
Stabiliseringsmedel:		
E330 Citronsyra	600 mg	12 mg
Konserveringsmedel:		
E202 Kaliumsorbat	1000 mg	20 mg

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR

Råprotein 0,5%, växttråd 0%, råaska 0,7%, råoljor och råfetter 0% natrium 0%, vattenhalt 79%.

HÅLLBARHET

24 månader.

