



SWEDE CLAY

SWEDE CLAY

LINIMENT



Muskler



Leder



Stallapotek

Kyllera till häst

KYLANDE LERA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används efter hårda arbeten samt vid den dagliga skötseln av hästens ben. Leder bort värme från benen för effektiv avkylning.

- Effektivt sätt att kyla hästens ben
- Helt naturlig utan risk för förfrysning
- Leder bort värme från benen

Eclipse Biofarmab Swede Clay är en kylande lera som ger en långvarig kylande effekt. Används både efter hårda arbeten och vid den dagliga skötseln av hästens ben.

Swede Clay fungerar som en värmeväxlare genom att dra värme från hästens ben och avge den till luften utanför, därigenom tränger kylan allt längre in och ger en djupverkande och effektiv avkylning.

Leran stryks på i ett tjockt lager över senor och leder. Leran får sitta på tills den är torr. Kyler så länge leran är fuktig. Den torra leran kan lätt borstas eller tvättas bort.

Hästfolk har sedan urminnes tider kylt hästens ben med vatten och lera efter hårda ansträngningar. Den unika sammansättningen i Swede Clays lera absorberar värme från benen, vilket ger en djupverkande, effektiv avkylning för vård av mindre bristningar direkt efter hård ansträngning. Med kylning minskar genomströmningen i blodsystemet, så att mindre blödningar i hud och ytliga vävnader kan läka snabbare.

Swede Clay kan även användas för att kyla områden med mindre sår, t.ex. mankammen eller svansroten på en exemhäst.

Tänk på! Rör om i hinken före användning. Skulle leran torka ut går det utmärkt att spä den med vatten.

BRUKSANVISNING

Snabb avkylning: Stryk på ett tjockt lager direkt på det aktuella stället. Skall sitta på tills leran är helt torr och kan därefter borstas eller tvättas av. Ramlar i annat fall bort av sig själv.

Långsam avkylning: Lägg papper utanpå leran och bandagera. På så sätt får man först en kylande effekt (men inte lika effektiv som enbart leran), sedan en värmande. Den pappersinpackade leran blir som ett stallbandage.

Omröres före användning. Endast för utvärtes bruk.

INNEHÅLLER

Magnesiumsulfat, isättika, alun, linolja, kaolin, natriumbensoat, källvatten.

HÅLLBARHET

24 månader.

STORLEK

1050	2 kg
1055	4 kg
1051	10 kg

